

## MYO-CARE BEAUTY

35 PROGRAMA više od 400 aplikacija

**Idealan za uklanjanje boli i lokalizirane estetske probleme (celulit, učvršćivanje, micro-lifting). Vrlo jednostavna upotreba, čvrsto kućište, izdržljivi silikonski kabeli, osvijetljeni ekran i trajna ugrađena punjiva baterija. Profesionalna kvaliteta stimulacije. Jedinstveno u ovoj cjenovnoj klasi.**



### Glavne značajke

- Kombinirana elektroterapija TENS/EMS sa 2 neovisna kanala
- Kompenzirani simetrični bifazni impulsi: identična vrijednost pozitivnog i negativnog pola kako bi se izbjegao potencijalno opasan termalni učinak polarizacije
- Konstantna strujna jakost do otpora 1000 ohm
- Digitalna tipkovnica jednostavna za korištenje
- Preostalo vrijeme i programi prikazane na grafičkom prikazu
- Interna punjiva baterija (zamjenjiva)
- Osvjetljenje zaslona
- Maksimalni intenzitet 100mA po kanalu

### Popis programa MYO-CARE BEAUTY

<b>20 TENS - Rehab ( Medicinski programi )</b>	<b>15 estetskih programa</b>
Konvencionalni TENS ( brzi ) Endorphinski TENS ( produženi efekt ) TENS maksimalne vrijednosti Protuupalni Bol u vratu / cervikogena glavobolja Bol u leđima / bedrena bol Uganuća / modrice Vaskularizacija Relaksant mišića Hematomi Prevencija atrofija Atrofija ( rehabilitacija trofizma mišića ) Bol šake i zašehća Plantarna stimulacija (na tabanima - antistresna) Epicondylitis (teniski lakat – vanjska strana) Epitroclea (golferski lakat - medijalno) Periartritis (bol u ramenu) Mikrostruje Stresna inkontinencija Žurna inkontinencija	Učvršćivanje - ruke i trup Učvršćivanje - noge Tonizacija - ruke i trup Tonizacija - noge Definicija - ruke i trup Definicija - noge Modeliranje Microlifting lica Lipoliza - trbuh Lipoliza - bedra Lipoliza - gluteus i bokovi Lipoliza - Ruke Elasticitet kože (tkiva) Kapilarizacija Težina u nogama

Protokoli za razna medicinska stanja i funkcija "osobni trener" u uputi.

## **Kompenzirani, simetrični, kvadratni bifazni strujni impulsi**

Zašto je bitno ustrajati na ovom konceptu?

Elektrostimulacija proizvodi mišićne kontrakcije ili neku drugu korisnu reakciju tkiva zahvaljujući električnim impulsima. Ti se impulsi mogu predstaviti kroz dvo ili tro-dimenzionalnu grafiku. Područje oblika impulsa predstavlja energiju koja stimulira tijelo. Naravno trebamo minimalnu količinu stimulusa. Koristeći elektroimpulse, što je veće područje tretmana, jača će biti tjelesna reakcija.

Kvadratni impulsi mogu biti kraćeg trajanja (širine – svaki pojedini impuls) od naprimjer trokutastih ili nekog drugog oblika. Svaki će, dozirani u dovoljnoj količini inicirati kretnje mišića kontrakcijama ili vibracijama, ali najugodniji i najdjelotvorniji su kvadratni.

Impulse također moraju biti kompenzirani (simetrični) da se pozitivna i negativna faza sasvim neutraliziraju u polarizacijskom smislu, zbog potencijalno opasnog termičkog efekta u slučaju asimetričnih impulsa.

Nesimetrični impulsi su manje učinkoviti a mogu i zagrijavati protetske implantate. Također se kod nedovoljno dorađenih uređaja, kakvih je mnogo na tržištu, nailazi na distorzije impulsa koje također mogu negativno djelovati na tretirano tkivo.

**KOMPENZIRANI, BIFAZNI, KVADRATNI IMPULSI SU PRAVA I JEDINA GARANCIJA FUNKCIONALNOSTI I SIGURNOSTI BILO KOJEG ELEKTROSTIMULATORA!**

### **SADRŽAJ**

TENS / EMS elektrostimulator

2 silikonska kabela + 4 Y razdjelna kabela (za 8 elektroda)

8 samoljepivih elektroda (4kom 4,1x4,1, 4kom 4x8)

Interna Ni-Mh punjiva baterija sa novom LL tehnologijom (Long lasting)

Punjač baterija

Kopča za remen

Upute za upotrebu i priručnik za polaganje elektroda

Torba

**ZONASRCA**

I.A.C.E.R. Srl  
Via S. Pertini 24/A  
30030 Martellago (VE) ITALY  
Tel. +39 041.5401356  
Fax +39 041.5402684  
<http://www.itechmedicaldivision.com>

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER:  
ZONEL d.o.o.  
Teslina 8/ dvorište, Zagreb  
Tel/fax 01/4811 468, GSM 098/275 665  
[www.zonasrca.hr](http://www.zonasrca.hr)